

CONTROL DEL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN TIPO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL BUQUE

Nombre del Buque			
Matrícula		N.I.B.	
Nombre del propietario o empresa armadora			
Puerto base			
Nombre y apellidos del Responsable Sanitario a Bordo (RSB)			
D.N.I./N.I.E./Pasaporte del Responsable Sanitario a Bordo (RSB)			

fecha del control:	
--------------------	--

RD 1120/2021, de 21 de diciembre

Firma del responsable sanitario a bordo (RSB)

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN

	CÓDIGO ATC	PRINCIPIO ACTIVO - PRESENTACIÓN	Cantidad exigida	Cantidad a bordo	CADUCIDAD
1	C01DA	NITROGLICERINA - 1 mg. 20 comp.	1 caja		
2	A07DA03	LOPERAMIDA - 2 mg. 20 cápsulas	1 caja		
3	N02BE01	PARACETAMOL - 1 g. 30 comp.	1 caja		
4	R06AA	DIMENHIDRINATO - 50 mg. 12 comp.	1 envase		
5	B05XA03	SOLUCIÓN SALINA PARA LAVADO DE OJOS - 200 ml.	1 envase		
6	D08AG02	POVIDONA - 10 unidosis 5 ml.	1 envase		
		MATERIAL MÉDICO	Cantidad exigida	Cantidad a bordo	CADUCIDAD
7		TORNIQUETE DE COMPRESIÓN HEMOSTÁTICO *	1 unidad		
8		CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL nº 3	1 unidad		
9		CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL nº 4	1 unidad		
10		VENDAS ELÁSTICAS 7 cm. x 4 m.	2 unidades		
11		COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES de 20 cm. x 20 cm. Caja con 25 uds.	1 caja		
12		GUANTES DESECHABLES DE VINILO o NITRILO	4 pares		
13		APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES de 8 cm. x 10 cm. Caja 5 uds.	1 caja		
14		APÓSITO COMPRESIVO ESTÉRIL	1 caja		
15		APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m.	1 unidad		
16		SUTURAS ADHESIVAS. Paquete de 6 mm x 102 mm.	1 paquete		
17		GASAS GRASAS de 7 cm. x 9 cm. Caja con 20 sobres	1 caja		
18		GUÍA SANITARIA A BORDO	1 ejemplar		

* Para hemorragias en extremidades (brazos o piernas)

SITUACIÓN DEL BOTIQUÍN

PRINCIPIO ACTIVO - PRESENTACIÓN	SITUACIÓN	CADUCIDAD	Nº Uds. a REPONER
NITROGLICERINA - 1 mg. 20 comp.			
LOPERAMIDA - 2 mg. 20 cápsulas			
PARACETAMOL - 1 g. 30 comp.			
DIMENHIDRINATO - 50 mg. 12 comp.			
SOLUCIÓN SALINA PARA LAVADO DE OJOS - 200 ml.			
POVIDONA - 10 unidosis 5 ml.			
MATERIAL SANITARIO	SITUACIÓN	CADUCIDAD	Nº Uds. a REPONER
TORNIQUETE DE COMPRESIÓN HEMOSTÁTICO (brazos o piernas)			
CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL nº 3			
CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL nº 4			
VENDAS ELÁSTICAS 7 cm. x 4 m.			
COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES de 20 cm. x 20 cm. Caja con 25 uds.			
GUANTES DESECHABLES DE VINILO o NITRILO			
APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES de 8 cm. x 10 cm. Caja 5 uds			
APÓSITO COMPRESIVO ESTÉRIL			
APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m.			
SUTURAS ADHESIVAS. Paquete de 6 mm x 102 mm.			
GASAS GRASAS de 7 cm. x 9 cm. Caja con 20 sobres			
GUÍA SANITARIA A BORDO			